

**cobas**<sup>®</sup>

*Life needs answers*



## **Quando cada minuto conta** **cobas h 232**





O diagnóstico cardiovascular a qualquer momento



Diagnostics


**cobas cardio**

## 5 marcadores cardiovasculares em poucos minutos

Tira Teste	Parâmetro	Tempo de reacção	Intervalo de medição	Utilidade Clínica	Pontos de corte
Roche CARDIAC T Quantitative 04877772 190 	Troponina T	12 minutos (resultado qualitativo em 8 minutos)	0.03–2 ng/mL (quantificável entre 0.1–2 ng/mL)	Diagnóstico Enfarte Agudo do Miocárdio	< 0.03 ng/mL – baixo risco 0.03–0.1 ng/mL – risco médio > 0.1 ng/mL – alto risco
Roche CARDIAC CK-MB 04877900 190 	CK-MB	12 minutos	1.0–40 ng/mL	Diagnóstico Enfarte Agudo do Miocárdio vigilância do re-enfarte	Mulheres: 4 ng/mL Homens: 7 ng/mL (ao percentil 99 da população de referência)
Roche CARDIAC M 04877799 190 	Mioglobina	8 minutos	30–700 ng/mL	Marcador precoce para apoio no diagnóstico de Enfarte Agudo do Miocárdio	70 ng/mL
Roche CARDIAC D-Dimer 04877802 190 	D-dímero	8 minutos	0.1–4.0 µg/mL	Exclusão da Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar	0.5 µg/mL
Roche CARDIAC proBNP 04877845 190 	NT-proBNP	12 minutos	60–3000 pg/mL	Diagnóstico e prognóstico da Insuficiência Cardíaca Congestiva	Exclusão da IC não aguda < 125 pg/mL Exclusão da IC aguda 300–1800 pg/mL (Considerar pontos de corte específicos para a idade)

### Diagnóstico mais rápido na prática clínica

- Resultados rápidos com elevada correlação com método laboratorial da Roche
- Aparelho portátil para utilização fácil no serviço de urgência ou no ambulatório
- Gestão das funções de segurança como lista de utilizadores autorizados, frequência obrigatória de controlos de qualidade e identificação do doente
- Vários níveis de controlo de qualidade
- Aparelho livre de manutenção e com calibração automática



Colocar tira teste



Resultado no ecrã em minutos



Aplicar amostra (150 µL de sangue venoso total heparinizado)

Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.  
Estrada Nacional 249 – 1  
2720-413 Amadora  
Tel.: 214257000 • 800 200 265  
www.diafant.com.pt • www.roche.pt



Diagnostics